

Aponte a câmera do seu celular para visualizar



 Conselho
Federal de
Farmácia
www.cff.org.br

SHIS QI 15 Lote L Lago Sul
CEP 71635-615 - Brasília-DF
Fone: (61) 3878-8700




facebook.com/conselhofederaldefarmacia




INALADOR DE PÓ SECO MULTIDOSE ELLIPTA®

O medicamento é armazenado em um depósito e as doses são liberadas após abertura da tampa e aspiração.

Recomendações para o bom uso do inalador




Conheça o inalador




 Conselho
Federal de
Farmácia


Passo a passo para o uso correto




No primeiro uso, retirar a tampa da bandeja selada. Ela tem a função de protegê-lo da umidade.




Deslizar a tampa do dispositivo para baixo até ouvir **um clique**.




Observar que o contador de dose reduziu um número após a abertura da tampa. O aparelho está pronto para uso.



Segurar o dispositivo adequadamente, sem bloquear a saída da ventilação com os dedos.




Em pé ou sentado com o tronco reto, afastar o inalador da boca e soltar o máximo de ar possível (expirar).




Colocar o bocal do inalador firmemente entre os lábios.



Puxar o ar pela boca (inspirar), de forma lenta e profundamente.



Retirar o dispositivo da boca e prender a respiração por no mínimo 4 segundos ou pelo tempo que suportar.



Respirar normalmente e fechar o dispositivo. Se for necessário outra dose, recomenciar o processo, repetindo as etapas de 2 a 9.
Obs: manter a tampa do dispositivo fechada.



Após o uso, escovar os dentes ou enxaguar a boca com água e gargarejar para remover resíduos do medicamento que podem ficar depositados na cavidade oral.


Observações importantes

Higienização do inalador

Uma vez por semana, limpar a parte externa do bocal com um pano seco. Nunca lavar o inalador, pois o conteúdo é sensível à umidade.

Como saber se o medicamento está acabando?

Orientar-se por meio de contador de dose. A numeração do contador de dose é útil para indicar as doses restantes, por meio de contagem regressiva (1 em 1 dose) até zero.



Armazenamento

Manter a embalagem original em temperatura ambiente (15°C a 30°C) e protegida da umidade.

Validade

Após aberta a tampa da bandeja selada do inalador, ele terá validade de 6 semanas. Passado esse tempo, deverá ser substituído.

Referências bibliográficas:

AGUIAR, R. et al. (2017); FRADE, J. C. Q. P. (2005); SBPT (2012); Informação do fabricante.

Autoria: Hágabo M. Silva e Josélia C.Q.P Frade.

Revisão: Tarcísio J. Palhano, Carla P. Serra, Carolina M. X. Olivera, Hellen K. Maniero e Juliana M. Ferreira.



Passo 2 - Abrir a tampa mais de uma vez seguida levará à perda de dose. Abrir somente quando for utilizar o medicamento.

Passo 4 - Não obstruir a saída de ventilação para não impedir a liberação do medicamento. Não agitar o inalador em nenhum momento!